



Prøvetaking av rein for undersøkelse av skrantesjuka (CWD) ved reinsjakta 2017 – jegerinformasjon

Norefjell-Reinsjøfjell Villreinutvalget har bestemt at alle felte rein eldre enn 1 år skal prøvetas for CWD.

Prøvetaking, innsending av prøver og registrering av prøver må utføres av jeger. Prøvetakingsutstyr er levert ut sammen med jaktkort.

Prøvetakingssettet inneholder:

- 2 prøvesylindere.
- 1 prøvetakingsskje
- 2 par engangshansker korte
- 1 par engangshansker lange (røde)
- 2 avfallposer
- 1 polstret innsendingskonvolutt
- 1 frankert adresselapp bedriftspakke ekspress

Merkelapp for prøver leveres også ut sammen med jaktkortet.

Merkelappen har en hoveddel som fylles ut etter felling og en sidedel med 3 klistrelapper.

Praktisk prøvetaking

Se veiledning på www.nina.no ved å følge snarvei til CWD nederst på åpningssiden. Her er det veiledninger i:

- Prøvetaking og merking av prøve med link til video som viser prøveuttak
- Registrering av prøve og henting av prøvesvar. (nettbasert)

Prøveuttak - beskrivelse til feltbruk

1. Hodet må være løsnet i leddet mellom hodeskallen og 1. halsvirvel.
2. Hjerneprøve tas ut ved at prøvetakingsskjea føres inn i nakkehullet med den krumme siden opp mot gevirfestet (bruk engangshansker). Skjea føres inn mellom hinne og hjerne så langt som krumningen tillater inntil den skarpe enden av skjea butter mot bein. Skjea dras ut mens enden hele tiden ligger an mot bein. Hjernevev vil da følge med skjea ut.
3. Hjernevevet overføres til den ene prøvesylindren.
4. Avføringsprøve tas fra endetarmen på dyret og overføres til den andre prøvesylindren. (bruk engangshansker). Alt avfall samles i avfallspose og tas med ut fra fjellet.
5. Koordinater for fellingssted bestemmes om mulig (helst UTM).
6. Prøvesylindrene merkes med klistrelapper med strekkode fra sidedelen av Merkelappen. Unngå blodsøl på merkelapper og prøvesylindre.
7. Merkelappens hoveddel fylles ut og legges sammen med de merka prøvesylindrene i konvolutten.
8. Den frankerte adresselappen festes på konvolutten. Prøvene postlegges så raskt som mulig etter felling. Dersom prøver må lagres før postlegging må dette skje på et kjølig sted, helst i kjøleskap. Prøver kan lagres i kjøleskap inntil 4-5 dager. Prøver bør ikke postlegges fredager, men heller lagres i kjøleskap for postlegging mandag.
9. Prøvene registreres i Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no) så raskt som mulig etter felling. Analysesvar kan også finnes i Hjorteviltregisteret. HUSK STREKKODE! Se veiledning på www.nina.no